

# Zwiększ przychody w swoim salonie, dzięki urządzeniom marki **VIZENA**

Profesjonalne technologie beauty i medical  
z finansowaniem, szkoleniem  
oraz wsparciem marketingowym.



## Kim jesteśmy?

Nasza historia zaczęła się niemal 30 lat temu od salonów fryzjerskich. Przez kolejne lata obserwowaliśmy, jak zmieniają się oczekiwania klientów, technologie i sposób prowadzenia nowoczesnego salonu.

Od ponad 10 lat prowadzimy również salon kosmetyczny, dzięki czemu urządzenia, które dziś oferujemy, znamy nie tylko z katalogów i specyfikacji technicznych. Patrzymy na nie również z perspektywy osób, które każdego dnia pracują z klientami i wiedzą, czego naprawdę potrzebuje gabinet.



W 2022 roku rozpoczęliśmy działalność związaną z urządzeniami oraz ich dystrybucją.

Początkowo był to kolejny obszar naszej działalności. Z czasem jednak zobaczyliśmy, jak duża różnica istnieje pomiędzy samym zakupem urządzenia a jego rzeczywistym wdrożeniem do salonu.

Dobre parametry techniczne to za mało. Urządzenie musi być odpowiednio dobrane do rodzaju gabinetu, jego klientów, cen zabiegów i możliwości finansowych. Musi być wygodne w codziennej pracy, odpowiednio wdrożone, a w przypadku problemu właściciel salonu musi mieć dostęp do realnego wsparcia.

Właśnie te doświadczenia doprowadziły nas do stworzenia VIZENA.

Kupujesz nie tylko sprzęt...

# Zyskaj z nami nowe możliwości dla Twojego salonu

## 2 miesiące wsparcia marketingowego

Zakup urządzenia to dopiero początek. Wraz z VIZENA otrzymujesz dwa miesiące profesjonalnego wsparcia marketingowego, które pomoże Ci zaprezentować nowe zabiegi, rozwinąć komunikację salonu i dotrzeć z ofertą do potencjalnych klientów.



### **Materiały promocyjne**

Grafiki i materiały prezentujące Twoją nową ofertę zabiegową.



### **Treści marketingowe**

Przygotowanie komunikatów, opisów zabiegów i treści do publikacji.



### **Obsługa facebooka**

Wsparcie w prowadzeniu profilu i promocji nowych usług salonu.

**Ty rozwijasz ofertę zabiegową.**

**My pomagamy ją promować.**

Technologia i marketing — razem dla rozwoju Twojego salonu.

# VIZENA AXIS PRO

VIZENA AXIS PRO to flagowy laser diodowy VIZENA przeznaczony do profesjonalnej epilacji w gabinetach kosmetycznych i klinikach, które oczekują wysokiej wydajności, szerokich możliwości zabiegowych oraz urządzenia przygotowanego do intensywnej pracy.

- ✓ To propozycja dla gabinetów, które nie szukają podstawowego lasera do epilacji, lecz zaawansowanej, wysoko wydajnej platformy z trzema długościami fali, mocą 3000 W i dokumentacją MDR. To najwyższy model laserowy VIZENA stworzony z myślą o wymagających użytkownikach i intensywnej pracy zabiegowej.
- ✓ W oferowanej przez VIZENA konfiguracji system dysponuje mocą 3000 W, dzięki czemu stanowi najwyższą wersję laserów do epilacji w naszej ofercie.

Jednym z najważniejszych wyróżników AXIS PRO jest jego status dokumentacyjny. W dokumentacji producenta urządzenie zostało sklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy IIb zgodnie z wymaganiami MDR (Rule 9, Annex VIII) i jest przeznaczone do profesjonalnej laserowej redukcji owłosienia.




# Jedna maszyna. Trzy rozmiary głowicy.

VIZENA AXIS PRO wykorzystuje jednocześnie trzy długości fali: 755 nm, 808 nm oraz 1064 nm. Połączenie trzech zakresów pozwala oddziaływać na mieszek włosowy na różnych głębokościach i dostosować zabieg do różnych fototypów skóry oraz charakterystyki owłosienia.




## Wymienne końcówki zabiegowe dla maksymalnej wszechstronności.

### 6 mm




Precyzyjna praca na małych i trudno dostępnych obszarach, m.in. w okolicy uszu, nosa czy między brwiami.

### 12 mm



Idealna do zabiegów na średnich obszarach, takich jak czoło, górna warga czy policzki. Zapewnia wysoką precyzję i komfort pracy.

### 24 mm



Przeznaczona do szybkiego opracowywania większych powierzchni. Pozwala skrócić czas zabiegu i zwiększyć wydajność pracy.

VIZENA AXIS to profesjonalny laser diodowy do epilacji, stworzony z myślą o salonach beauty i gabinetach kosmetycznych, które szukają wydajnego urządzenia do codziennej pracy w rozsądnym segmencie cenowym.

# VIZENA AXIS



- ✓ Jednym z najważniejszych elementów urządzenia jest system chłodzenia TEC, którego zadaniem jest intensywne chłodzenie powierzchni skóry podczas pracy. Producent deklaruje możliwość osiągnięcia temperatury chłodzenia nawet do około  $-29^{\circ}\text{C}$ , co ma zwiększać komfort wykonywania zabiegów.

- ✓ Model został stworzony z myślą o gabinetach, które chcą oferować profesjonalną epilację laserową, ale nie potrzebują najbardziej zaawansowanej wersji urządzenia dostępnej w portfolio VIZENA.

# Ergonomiczna głowica zabiegowa.


Zaprojektowana z myślą  
o wygodnej i precyzyjnej pracy.

System wymiennych filtrów  
pozwała szybko dopasować  
parametry zabiegu  
do wybranego obszaru i wskazania



## 7 WYMIENNYCH FILTRÓW

420 mm



### TRĄDZIK

Wsparcie terapii  
skóry trądzikowej.


530 mm



### NACZYNIKA

Zabiegi  
ukierunkowane  
na widoczne  
zmiany naczyniowe.

560 mm



### FOTOODMŁADZANIE

Poprawa  
wyglądu, kolorytu  
i jakości skóry.

590 mm



### RUMIEŃ

Zabiegi redukujące  
widoczność  
zaczerwienień.

640 mm



### DEPILACJA

Redukcja  
niepożądanego  
owłosienia.

690 mm



### ODMŁADZANIE

Zabiegi  
ukierunkowane  
na poprawę  
kondycji i wyglądu  
skóry.

750 mm



### DEEP HAIR

Praca  
ukierunkowana  
na głębiej położone  
struktury włosa.

# VIZENA ZELIA

Wielofunkcyjna platforma IPL/SHR przeznaczona do gabinetów, które chcą połączyć epilację z szeroką gamą zabiegów wykorzystujących światło impulsowe. Urządzenie umożliwia pracę m.in. w obszarze redukcji owłosienia, poprawy wyglądu i jakości skóry, przebarwień, zmian naczyniowych oraz procedur ukierunkowanych na poprawę jędrności skóry.

## Poznaj możliwości urządzenia:

- ✓ System wykorzystuje szeroki zakres długości fal. Standardowa konfiguracja obejmuje filtry 420, 530, 560 oraz 640–1200 nm, a opcjonalnie dostępne są również zakresy 585, 690 i 750–1200 nm, dzięki czemu urządzenie może być dostosowane do różnych zastosowań zabiegowych.
- ✓ ZELIA oferuje regulowaną gęstość energii w zakresie 10–50 J/cm<sup>2</sup>, czas impulsu 2–15 ms oraz możliwość pracy z serią od 1 do 20 impulsów. Pozwala to precyzyjnie dopasować parametry do wykonywanej procedury.
- ✓ To rozwiązanie dla gabinetów poszukujących jednego wszechstronnego urządzenia, które pozwoli rozszerzyć ofertę zarówno o epilację, jak i popularne zabiegi wykorzystujące technologię IPL.
- ✓ Urządzenie posiada moc znamionową 2000 W oraz wydajny układ chłodzący przygotowany do intensywnej pracy gabinetowej.




# Budowa głowicy.

Precyzja technologii. Piękno rezultatów.




## WBUDOWANA TECHNOLOGIA BIPOLAR RF

Zintegrowana technologia bipolarnej fali radiowej wspiera regenerację skóry i zwiększa skuteczność zabiegów.



## KRYSTAŁ SZAFIROWY 15 × 50 MM

Duża powierzchnia szafirowego kryształu zapewnia skuteczną i komfortową depilację oraz długą żywotność.



## LAMPA KSENONOWA – DO 500 000 IMPULSÓW

Wysokiej jakości brytyjska lampa ksenonowa zapewnia do 500 000 impulsów oraz stabilną energię przez cały okres eksploatacji.



## PODWÓJNY MODUŁ CHŁODZĄCY

Dwa półprzewodnikowe moduły chłodzące zapobiegają przegrzewaniu się, zwiększając komfort i bezpieczeństwo zabiegu.



## AUTOMATYCZNY LICZNIK IMPULSÓW

Wbudowany licznik automatycznie rejestruje liczbę wykonanych impulsów, co ułatwia kontrolę pracy i planowanie serwisu.



## SZYBKIE CHŁODZENIE GŁOWICY

Zaawansowany system chłodzenia głowicy zapewnia szybkie obniżenie temperatury, dzięki czemu urządzenie jest zawsze gotowe do kolejnych impulsów.

## Bezpieczeństwo. Skuteczność. Piękno w standardzie

# VIZENA MODUS

VIZENA MODUS CO<sub>2</sub> to profesjonalny laser frakcyjny CO<sub>2</sub> przeznaczony do zaawansowanych procedur poprawiających strukturę, jakość i wygląd skóry.

## Więcej informacji:

- ✓ Technologia lasera CO<sub>2</sub> pozwala na precyzyjne oddziaływanie na skórę i wykonywanie zabiegów ukierunkowanych m.in. na resurfacing, blizny potrądzikowe i pourazowe, drobne zmarszczki, rozszerzone pory, nierówną strukturę skóry oraz wybrane zmiany skórne.
- ✓ Urządzenie umożliwia pracę w czterech trybach, dzięki czemu operator może dopasować sposób działania lasera do rodzaju procedury i obszaru zabiegowego.
- ✓ MODUS CO<sub>2</sub> został stworzony z myślą o gabinetach, które chcą wprowadzić do swojej oferty zaawansowane zabiegi laserowe o wysokiej wartości pojedynczej procedury.
- ✓ Urządzenie posiada dokumentację zgodną z MDR, co czyni je szczególnie interesującym rozwiązaniem dla profesjonalnych gabinetów i klinik poszukujących technologii o odpowiednim statusie medycznym.



# Dwa tryby pracy i pięć aplikatorów

Do różnych obszarów zabiegowych

## 1 Tryb standardowy



### Aplikator CUT

Do redukcji blizn przerostowych, zagłębień oraz przebarwień

## 2 Tryb frakcyjny



Końcówka frakcyjna



Końcówka mikroablacyjna



Końcówka nieablacyjna

Wszelchstronne zastosowanie w terapii piegów, zmian potrądzikowych, rozstępów, odmładzaniu skóry oraz redukcji blizn.

## Wiele wzorów zabiegowych

Regulowane kształty, rozmiary i rozstępy



Sześciokąt



Koło



Trójkąt



Kwadrat



Prostokąt

# VIZENA DUALIS MAX 1550NM / 1927NM



VIZENA DUALIS MAX to zaawansowana platforma frakcyjna łącząca dwie długości fali – 1927 nm oraz 1550 nm – w jednym urządzeniu. Laser tulowy 1927 nm jest przeznaczony przede wszystkim do bardziej powierzchniowej pracy w obrębie naskórka. Technologia może być wykorzystywana w procedurach ukierunkowanych na przebarwienia, nierówny koloryt skóry, drobne zmarszczki, fotouszkodzenia oraz poprawę ogólnej jakości skóry.

Druga długość fali – 1550 nm – działa głębiej i wykorzystuje nieablacyjną technologię frakcyjną. Jej zadaniem jest wywołanie kontrolowanego efektu termicznego w skórze właściwej i stymulowanie naturalnych procesów przebudowy.

DUALIS MAX został stworzony dla gabinetów, które chcą oferować zaawansowane zabiegi poprawiające jakość skóry, ale jednocześnie zależy im na wszechstronności jednej platformy zamiast zakupu kilku oddzielnych urządzeń.

# Końcówki zabiegowe

Tryb frakcyjny, sliding, private i nieinwazyjny

## Tryb frakcyjny

Umożliwia precyzyjne działanie na wybrane obszary skóry



### Konfiguracja standardowa



Końcówka 20 mm



### Konfiguracja opcjonalna



Końcówka 10 mm




Końcówka 15 mm



Końcówka 25 mm



Końcówka 30 mm



Regulowane rozmiary i konfigurowanie końcówek pozwalają precyzyjnie dopasować zabieg do różnych obszarów terapii

## Tryb sliding, private i nieinwazyjny



Końcówka do zabiegów w trybie ślizgowym.



Specjalistyczne końcówki do terapii intymnych.



Końcówka do zabiegów nieinwazyjnych.

To nowoczesne urządzenie wykorzystujące technologię radiofrekwencji mikroigłowej. Podczas zabiegu cienkie mikroigły docierają do wybranej głębokości skóry, gdzie przekazywana jest energia RF. Połączenie kontrolowanych mikronakłuć z działaniem termicznym stymuluje naturalne procesy regeneracyjne oraz wspiera produkcję kolagenu i elastyny.

# VIZENA DERMIS RF

## Więcej informacji:

- ✓ Urządzenie wyposażono w wymienne kartridże 10-pin, 25-pin, 64-pin oraz Nano, co pozwala dobrać odpowiednią końcówkę do obszaru zabiegowego i potrzeb skóry. VIZENA NEXIS RF posiada również bipolarną głowicę RF z rolkami masującymi, przeznaczoną do pracy nad poprawą napięcia i jędrności skóry.
- ✓ Zastosowane technologie pozwalają pracować nad poprawą jędrności i napięcia skóry, wygładzeniem jej struktury oraz zmniejszeniem widoczności zmarszczek, rozszerzonych porów, blizn potrądzikowych oraz rozstępów i innych nierówności. Możliwość regulacji parametrów oraz wyboru odpowiedniej głowicy ułatwia indywidualne dopasowanie zabiegu.
- ✓ Uzupełnieniem zabiegu jest głowica chłodząca pracująca w temperaturze od 0 do 5°C. Pomaga ona schłodzić i ukoić skórę oraz ograniczyć jej zaczerwienienie po zabiegu. Urządzenie wykorzystuje również technologię ultradźwiękową wspierającą pielęgnację skóry i aplikację preparatów kosmetycznych.



# Technologie pielęgnacyjne

Trzy funkcje wspierające lifting, wygładzanie i pielęgnację skóry



## 01 Lifting i anti-aging

Zaawansowana technologia mikroprądów i fal radiowych wspiera naturalne procesy regeneracji skóry, przywracając jej jędrność i młodszy wygląd.



### Napina skórę

Mikroprądy o częstotliwości radiowej wspierają włókna kolagenowe, poprawiając jędrność i elastyczność skóry.



### Redukuje zmarszczki

Wspiera regenerację skóry, poprawia jej gładkość i pomaga wygładzić drobne linie.



## 02 Zwęża pory

Technologia kontrolowanego chłodzenia pomaga ukoić skórę, zmniejszyć widoczność porów i zwiększyć skuteczność wchłaniania składników aktywnych.



### Koi skórę

Fizyczne chłodzenie szybko obniża temperaturę skóry i zapewnia uczucie ukojenia.



### Zmniejsza widoczność porów

Pomaga zwęzić pory i wspiera lepsze wchłanianie składników aktywnych.



## 03 Aktywuje komórki

Połączenie ultradźwięków i wibracji o wysokiej częstotliwości wspomaga transport substancji aktywnych w głąb skóry, zwiększając efektywność pielęgnacji.



### Ultradźwięki

Fala ultradźwiękowa wspiera przenikanie substancji aktywnych w głąb skóry.



### Wibracja o wysokiej częstotliwości

Wibracje do 20 000 Hz wspomagają efektywne wchłanianie preparatów pielęgnacyjnych.

# VIZENA NOVA Q

To laser wykorzystujący technologię Q-Switch, umożliwiający stopniowe rozjaśnianie pigmentu za pomocą krótkich impulsów energii. Dzięki wymiennym końcówkom urządzenie pozwala rozszerzyć ofertę gabinetu o laserowe usuwanie tatuaży, korektę makijażu permanentnego oraz peeling węglowy.

## Precyzyjna technologia. Nowe możliwości zabiegowe.



### Usuwanie tatuaży

Stopniowe rozjaśnianie niechcianego pigmentu oraz przygotowanie skóry do wykonania nowego tatuażu.



### Korekta makijażu permanentnego

Redukcja i rozjaśnianie wybranych pigmentów, umożliwiające korektę wcześniej wykonanego makijażu.



### Peeling węglowy

Zabieg wspomagający oczyszczanie i złuszczenie naskórka, wygładzenie jego powierzchni oraz zmniejszenie widoczności porów.



# Technologia dopasowana do zabiegu

Precyzyjny dobór długości fali i parametrów do rodzaju pigmentu oraz indywidualnych potrzeb skóry.

## Trzy możliwości pracy

**1064<sub>nm</sub>**

### Praca z ciemnymi pigmentami

Długość fali wykorzystywana przede wszystkim do rozjaśniania czarnych i innych ciemnych barwników.

**532<sub>nm</sub>**

### Praca z wybranymi kolorami

Długość fali rozszerzająca możliwości zabiegowe o wybrane cieplejsze pigmenty, w tym czerwone.

**Carbon**

### Końcówka Carbon

Dedykowana końcówka do wykonywania peelingu węglowego, wspomagającego oczyszczanie skóry, złuszczenie naskórka i poprawę jej tekstury.



NOVA Q pozwala wprowadzić do gabinetu różnorodne usługi bez konieczności inwestowania w osobne urządzenia do każdego rodzaju zabiegu. Trzy dedykowane końcówki dają większą elastyczność w tworzeniu oferty dostosowanej do potrzeb klientów.

**Zainwestuj**  
w technologię,  
która daje  
**Ci więcej.**

# Kontakt

## Vizena Advanced Medical & Beauty Technology

Masz pytania dotyczące naszych urządzeń, chcesz poznać warunki finansowania lub umówić bezpłatną prezentację sprzętu w Twojej klinice? Skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów B2B. Zapewniamy szybką odpowiedź w ciągu 24 godzin, profesjonalne doradztwo techniczne oraz pełne wsparcie w doborze technologii dla Twojego gabinetu.

### Showroom:

📍 Witolda Pileckiego 33, 21-500 Biała Podlaska

☎ 511 540 740

✉ biuro@vizenamed.com

www.vizenamed.com

